


NEW

GISS-DR-DIGITAL

Less X-Ray Dosage need

*“ใช้รังสีน้อยกว่าเดิม
เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน”*



14 x 17 นิ้ว

GISS-DR-DIGITAL

สนใจต้องการสาริต **ฟรี** หรือเช่าใช้งานดูก่อนได้

Digital X-RAY Sensor
รุ่นใหม่ให้ภาพที่มีความคมชัดดีกว่าเดิม



สามารถใช้กับโปรแกรม PACS ได้
เพื่อความรวดเร็วในการเก็บแฟ้มและนำกลับขึ้นมาดู

GISS-DR-DIGITAL High Grade (14" x 17" size)

Method	Imaging Sensor and Scintillator
Sensor Structure	CCD
Scintillator	450 x 352
Removal Grid	N/A
Pixel Pitch	Horizontal 72 um x Vertical 56 um
Resolution	7872 x 7680 (60.45 megapixels)
Active Area Size	max 17.7 x 13.8 (inch) / 450 x 352 (mm)
Data Output	DICOM /BMP/JPEG/PNG/GIF/TIFF
Operating Temperature	59-95 degrees F (15-35 degrees C) (Humidity : 35 – 75 % RH)
Power Adapter	AC Adapter (12V/8.3A)
Power Consumption	100W
Dimension	18.6 x 23.2 x 2.4 (inch) / 474 x 589 x 62 (mm)
Weight	21.8(lb) / 7.2(kg)

(11" x 14" size is also available)



บริษัท กิ๊ส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1/11-13 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
GISS MARKETING CO.,LTD. 1/11-13 Sutthisan Winitchai Road, Huay-Kwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. (66) 0 2277 7597 Fax: (66) 0 2275 5517 E-mail: sale@giss.co.th www.giss.co.th