

เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก  
**Small Animal Ventilator 2500**



**เครื่องช่วยหายใจ SMALL ANIMAL VENTILATOR**

1. เป็นเครื่องช่วยหายใจซึ่งควบคุมด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการควบคุมความดันที่เข้าสู่ปอด
2. โดยต่อเข้ากับเครื่องดมยาสลบ ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่ง Breathing Bag
3. สามารถใช้กับสัตว์ ที่มีน้ำหนักน้อยโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ Bellow
4. ความจุของ Bellow มาตรฐาน ขนาด 300- 1500 ซีซี.
5. มี Bellow ขนาด 0-300 ซีซี สำหรับสัตว์ที่มีขนาดน้อยกว่า 30 กิโลกรัม
6. ใช้กับไฟฟ้าขนาด 110-240 Volt
7. มีข้อต่อและสายสำหรับต่อแก๊สออกซิเจน



V7310

**Pediatric Bellows**

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	FEATURES
V7310	Pediatric Bellows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 ml bellows</li> <li>• Can be used with the MRI 2550 Ventilator and SAV 2500 Small Animal Ventilator</li> <li>• MR Conditional</li> </ul>



V7312

**Foal Bellows**

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	FEATURES
V7312	Foal Bellows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 liter bellows</li> <li>• Can be used with the MRI 2550 Ventilator and SAV 2500 Small Animal Ventilator</li> <li>• MR Conditional</li> </ul>

