

เครื่องมือยาสลบสำหรับสัตว์เล็ก Small Animal Anesthesia Machine



เครื่องมือยาสลบสัตว์

ใช้สำหรับดมยาสลบสัตว์เล็ก เช่น สุนัข แมว โดย Vaporizer มีให้เลือกทั้งแบบ Key Fill และ Funnel Fill ตามชนิดของยาสลบคือ Isoflurane และ Sevoflurane

ส่วนประกอบ

- ชุดเครื่องมือยาสลบ พร้อม Vaporizer Tech 3 Key Fill Isoflurane
- ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว
- ยาสลบ (Isoflurane)
- ผงดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Sodalime)
- ท่อหลอดลมขณะวางยาสลบ (Endotracheal Tube)
- ชุดดูดแก๊ส (Scavenger Set)
- อุปกรณ์สอดท่อเข้าหลอดลม (Laryngoscope)
- เครื่องตรวจจับอัตราการหายใจ (Apalert) *
เครื่องตรวจจับชีพจรและออกซิเจนในกระแสเลือด (Pulse Oximeter) *
- หน้ากาก 6 ขนาด (Anesthesia Mask)
- อุปกรณ์ระบบ Set Non Rebreathing สำหรับลูกสัตว์
- CD และคู่มือการใช้งาน (Manual)

* **อุปกรณ์เสริม (Option)**

