


เครื่องดมยาสลบ/เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ใหญ่
Anesthesia Machine / Ventilator for Large Animal



DHV 1000 Includes

- 46" Ventilator Hose
- 24" Oxygen Hose with DISS Female Connectors
- DISS Wye Connector for Oxygen Source
- 15 Liter Bellows
- Power Supply
- Operation Manual



ตัวเครื่องประกอบด้วย

- อุปกรณ์ควบคุมการระเหยของก๊าซสลบ (Vaporizer) เป็นแบบเฉพาะสำหรับยาสลบชนิด Isoflurane แบบ Classic TSM ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยและส่วนเติมยามีลักษณะเป็น Key Fill หรือ Funnel Fill (ที่เลือกได้)
- มี Oxygen Flow Meter ปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 8 ลิตร ต่อ นาที
- มีกวดวัดความดันในระบบการหายใจของสัตว์
- มีวาล์ว ปิด-เปิด ระบบการหายใจเข้า-ออก
- ในส่วนของภาชนะใส่สารดูดความชื้นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดที่เท่ากับเครื่องใช้ในสัตว์ใหญ่ และสามารถทำการเปลี่ยนก๊าซทำได้สะดวก
- มีอุปกรณ์สำหรับครอบจมูกสัตว์ (MASK) ในการดมยาสลบ ขนาดต่างๆ จำนวน 3 ชิ้น
- ตัวเครื่องมีขาตั้ง สามารถเลื่อนไป-มา ได้สะดวกในขณะที่ทำงานพร้อมกับมีชุดกำจัดก๊าซ (Scavenger) ติดตั้งมาด้วยและสายส่งก๊าซเสียออกนอกห้อง
- รับประกันความเข้าระบบพร้อมของเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เครื่องดมยาสลบเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยี่ห้อ SurgiVet[®] รุ่น LDS 3000

