

ลู่วิ่งใต้น้ำ เพื่อการออกกำลังกายแบบดีจิตอล
Under Water Treadmill for Animal

- การรักษาบาดเจ็บด้วยน้ำสำหรับสุนัข เป็นการควบคุมการออกกำลังกายใต้น้ำ
- เป็นการออกกำลังกายอย่างเบาๆ ช่วยลดแรงดันและน้ำหนัก
- ช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูส่วนกล้ามเนื้อ
- ให้ผลข้างเคียง (SIDE EFFECT) น้อย



รายละเอียดของลู่วิ่งใต้น้ำสำหรับสัตว์เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

แหล่งจ่ายไฟฟ้า สามารถใช้ได้จากการต่อตรงจากไฟฟ้า 220 V AC
ขนาดของตัวเครื่องออกกำลังกายใต้น้ำ
ความเร็วสูงสุดของสายพาน
การควบคุมการทำงาน
วัสดุหลักของเครื่องออกกำลังกายใต้น้ำ
อุปกรณ์ความปลอดภัย
ความจุน้ำของตัวเครื่องออกกำลังกายใต้น้ำ
ความสูงของน้ำที่สามารถใส่ได้
ขนาดของชุดสายพานลู่วิ่ง
แหล่งจ่ายไฟ
ระยะเวลาของการใช้งานสายพานลู่วิ่งแต่ละครั้ง
น้ำหนักของเครื่องออกกำลังกายใต้น้ำสำหรับสัตว์

หม้อแปลง 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
ยาว 1850 x กว้าง 860 x สูง 1200 มิลลิเมตร
ประมาณ 0.5-10 กิโลเมตร/ชั่วโมง
สวิสท์ที่กล่องควบคุม
สแตนเลส 304 และ อะครีลิค
พีวีซี
1,445 ลิตร
750 มิลลิเมตร (1041 ลิตร)
กว้าง 480xยาว 1600 มิลลิเมตร
ไฟ 220 โวลต์ 50-60 เฮิร์ต
ไม่ควรรัน 60 นาที
และควรหยุดไม่น้อยกว่า 30 นาที
220 กิโลกรัม

